

Miscelatore per Ossigeno-Ozono Terapia Sistemica



- Ampio display di facile lettura da qualsiasi angolazione.
- Sistema di miscelazione, costituito da piatto oscillante ampio, estraibile (per facilitarne la pulizia), con ciclo di miscelazione di 5 secondi.
- Sistema di strozzatura tubo automatico e manuale adatto a qualsiasi tipo di tubo.
- Trasduttore di volume a cella di carico. Precisione pesatura +/-1 ml.
- Conversione automatica sul display da gr a ml.
- Tara automatica del peso della sacca di raccolta.
- Impostazione elettronica del volume da prelevare (da 150 a 350 ml) con possibilità di variazione durante la donazione..
- Monitoraggio continuo e automatico del flusso del prelievo con allarme visivo e acustico per flusso scarso.
- Arresto automatico del flusso al raggiungimento del volume prefissato con contemporaneo allarme acustico e visivo.
- Possibilità di arresto e avvio agitazione piatto di carico, per consentire anche ai donatori con problemi di flusso scarso di portare a termine la donazione sotto il controllo di personale specializzato.
- Dimensioni: mm 310x290x200h
- Peso: Kg 3