

GENERATORE PER O₂O₃ TERAPIA

vetOzon Active
international



Caratteristiche tecniche

Dimensioni in cm: larghezza 55, profondità 37, altezza con valigia chiusa 18, con valigia aperta 48. Peso kg. 11.
Concentrazioni variabili da 0 a 50 ug/ml. visualizzate sul display lcd.

- standby automatico del generatore dopo 30 minuti di funzionamento
- spegnimento automatico in caso di aumento della temperatura (prevenzione incendio)
- viene fornito con riduttore di pressione automatico a doppio stadio per bombola

Tutti i materiali utilizzati sono ozono resistenti



Test di autoverifica

Avvertenza di effettuare l'assistenza tecnica periodica dopo un certo numero di ore di utilizzo.

Per eventuali malfunzionamenti o errori di impostazione l'apparecchio visualizza specifici messaggi di errore.

Lavaggio automatico dell'intero circuito pre e post trattamento con ossigeno puro.



MADE IN ITALY

medica s.r.l.
www.medica-srl.com

