

GENERATORE PER OZONOTERAPIA

vet Ozon Active
international

Concentrazioni variabili da 0 a 50 ug/ml.
visualizzate sul display lcd

Stand-by automatico del generatore dopo 30
minuti di funzionamento

Spegnimento automatico in caso di aumento
della temperatura (prevenzione incendio)

Viene fornito con riduttore di pressione
automatico a doppio stadio per bombola

Tutti i materiali utilizzati sono ozono resistenti

Test di autoverifica

Messaggio per effettuare la manutenzione
periodica dopo un certo numero di ore di
utilizzo

Per eventuali malfunzionamenti o errori di
impostazione l'apparecchio visualizza
specifici messaggi di errore

Lavaggio automatico dell'intero circuito pre e
post trattamento con ossigeno puro

Dimensioni in cm: larghezza 30
profondità 37
altezza con valigia chiusa 18
con valigia aperta 49

Peso kg. 9,5



MADE IN ITALY

medica s.r.l.
www.medica-srl.com